

Otonazal

Kapi, lokalni antiseptik za nos i ušni kanal

Sastav:

100 ml otopine sadrži 21,5 mg aktivnog kisika

Djelovanje:

Aktivna supstanca je atomski kisik. Vrlo efikasno uništava sve vrste mikroorganizama u nosu i ušnom kanalu.

Područje primjene:

Sve vrste infekcije nosa i ušnog kanala.

Način primjene:

Kod infekcije nosa: ukapati nekoliko kapi OTONAZAL-a u nos nekoliko puta dnevno tijekom 5–7 dana. Kod infekcije ušnog kanala: ukapati 10 do 12 kapi u uho 4 do 5 puta dnevno, 10–15 dana.

Kontraindikacije:

nisu poznate.

Neželjene pojave:

Ukoliko se koristi na propisani način, neželjene pojave nisu primjećene.

Mjere opreza:

U slučaju prskanja u oči, oprati vodom.

Pakiranje: boca 30 ml

Atest br: 03–163/07 od 04.04.2007.

MIKROBIOLOŠKO DJELOVANJE NA MIKROORGANIZME

Bacillus subtilis

> 7 log za 30 sekundi

Enterococcus faecalis

> 7 log za 30 sekundi

Pseudomonas aeruginosa

> 7 log za 30 sekundi

Staphylococcus aureus Methicilin rezistentni

> 6,7 log za 30 sekundi

Escherichia coli

> 7 log za 30 sekundi

Mycobacterium tuberculosis

> 5 log za 60 sekundi

Mycobacterium avium–intracellulare

> 5,2 log za 60 sekundi

Mycobacterium chelonae

> 6,4 log za 60 sekundi

Candida albicans

> 5,2 log za 30 sekundi

Virus AIDS-a (HIV-1)

> 4,5 log za 2 minute

Hepatitis B virus

> 6 log za 5 minuta

Clostridium difficile

> 6 log za 2 minute

Helicobacter pylori

> 6 log za 2 minute